

Celebrity memo plus

REF Celebrity memo plus

È UN DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1

LIVELLO RIGIDITÀ:

Medium firm

Medium soft

Lato 1
Lato 2



Performanti materiali modellanti (memory) per una superficie stabile e accogliente

Altezza materasso: 23-24CM.



LANA MERINOS



IMBOTTITURA COTONE



STRATI IN MEMORY



1_ FODERA

In tessuto di cotone e viscosa.

2_ MOLLEGGIO

400/800 molle insacchettate ad una ad una, agiscono indipendentemente l'una dall'altra sorreggendo il corpo ed adeguandosi ad ogni movimento. Si abbassano solo le molle che ricevono una pressione, senza solleccitare le altre.

3_ STRATO MASSAGGIANTE TOP BOX

Con zone a portanza differenziata composto da una schiuma a base acqua. Spessore cm. 3.5 densità DN 40 ipoallergenico.

4_ SIDER BOX

Racchiude il molleggio, viene realizzato in "espanso ecologico" ad alta densità per garantire uniformità al piano di riposo.

5_ PURA LANA MERINOS + MEMORY (LATO 1)


Pura lana merinos, accoppiata con una lastra in materiale modellante a memoria di forma (MEMORY), materiale innovativo che si ammorbidisce sotto l'effetto del calore corporeo modellandosi e distribuendo il peso su tutta la superficie. Ideale per chi soffre di mal di schiena.

6_ IMBOTTITURA IN PURO COTONE (LATO 2)

Fibra naturale che genera freschezza e benessere. Garantisce un ottimo assorbimento della traspirazione per un'estate asciutta ed igienica.

CORREDATO DA MANIGLIE

FASCIA VOLUMETRICA CONTROLLO UMIDITÀ E PERMEABILITÀ ALL'ARIA.



Il materasso Celebrity memo plus si adatta al profilo ed alla posizione del corpo garantendo a collo, schiena, spalle il sostegno anatomico ideale, distribuendo la pressione in modo uniforme su tutta la superficie di contatto e materasso. Il materasso, quando sottoposto alle solleccitazioni del peso corporeo, reagisce con una spinta verso l'alto sostiene il corpo generando una adeguata pressione contraria rilassante. Inoltre, ogni parte del corpo (testa dorso, bacino, glutei, cosce, ginocchia e piedi) è sostenuta in proporzione al suo peso. Il materasso consente alla colonna vertebrale di manifestare la sua curvatura naturale garantendo il rilassamento delle fasce muscolari.

SMALTIMENTO

I componenti del materasso possono essere correttamente conferiti in discarica oppure opportunamente riciclati.

	Marcatura CE		Dispositivo Medico
	Fabbricante		Lotto
	Consultare le istruzioni per l'uso		Data di Produzione
	Tenere lontano dalla luce del sole		Conservare in luogo asciutto
	Numero di catalogo		Codice UDI