



Gemma

Gemma Fresh



The mattress Gemma is also available as a medical device. In compliance with the applicable regulations, **it is imperative to request the medical device mattress at the time of placing your order.**

Topper in touch foam combined with independent springs with 7 differentiated areas for comfortable, gentle and progressive support.

On request version with fabric MicroTencel with functionality thermoregulatory and cooling.

Mattress height: 27-28 CM.

REMOVABLE COVER.

N.B.: Covers with widths up to 120 cm will fit into a household washing machine.

Level of firmness:

Medium firm

Side 1

NO FLIP



ANTI-MITE MATTRESS




HYPOALLERGENIC FAB/PADDING



TOUCH FOAM



TENCEL® FABRIC



ZIP ON 4 SIDES



WASHABLE AT 60°

1_ COVER IN TENCEL 3D

In natural plant fibres. Naturally hypoallergenic because it comes from cellulose with antibacterial and antifungal properties. Eliminates excess humidity that forms when the body sweats, it is hypoallergenic and hygroscopic. The three-dimensionality of the fabric makes it highly breathable. The cover can be divided into two parts with a perimeter zip, and is machine washable at 60°C.

2_ INDEPENDENT SPRINGS

Made up of 400/800 independent pocketed springs, combined with special perimeter profile in tempered steel that runs along the for mattress-calibrated, long-lasting support. 7 areas of different load-bearing capacities to optimise comfort. Obtained with wire springs of different thicknesses depending on the area to be covered. The differentiated areas are calibrated to properly support the spine.

3_ TOP BOX MASSAGING LAYER

With differentiated load-bearing areas consisting of water and soya based foam with density of DN50. Combined with a breathable volumetric fabric to guarantee the passage of air.

4_ SIDE BOX

Encloses the springs and is made of high-density "eco-friendly polyurethane foam" to guarantee uniformity to the resting surface. Makes the mattress strong and load-bearing.

5_ PADDING

In high-weight, breathable hypoallergenic fibre.


6_ SIDE 1

Topper with removable cover, machine washable at 60°C. Solid internal touch foam core, very elastic, breathable, hydrophilic. It compresses and returns back to fullness: does not compact. Disperses humidity, and stays cool and dry.

7_ NO FLIP MATTRESS: IT IS ONLY USED ON ONE SIDE

It is recommended to regularly rotate the mattress head to foot.

FITTED WITH HANDLES



Il materasso Gemma si adatta al profilo ed alla posizione del corpo garantendo a collo, schiena, spalle il sostegno anatomico ideale, distribuendo la pressione in modo uniforme su tutta la superficie di contatto e materasso.

Il materasso, quando sottoposto alle sollecitazioni del peso corporeo, reagisce con una spinta verso l'alto sostiene il corpo generando una adeguata pressione contraria rilassante. Inoltre, ogni parte del corpo (testa dorso, bacino, glutei, cosce, ginocchia e piedi) è sostenuta in proporzione al suo peso.

Il materasso consente alla colonna vertebrale di manifestare la sua curvatura naturale garantendo il rilassamento delle fasce muscolari.

SMALTIMENTO

I componenti del materasso possono essere correttamente conferiti in discarica oppure opportunamente riciclati.

	Marchio CE		Dispositivo Medico
	Fabrilicante		Lotto
	Consultare le istruzioni per l'uso		Data di Produzione
	Tenere lontano dalla luce del sole		Conservare in luogo asciutto
	Numero di catalogo		Codice UDI